

Pflegebett IMPULSE Edition 500

Wohnliche Sturzprophylaxe ohne Kompromisse



IMPULSE Edition 500

Das neue Ultra-Niedrigbett bietet Sturzprophylaxe ohne Kompromisse

Das Risiko von Stürzen nimmt im Alter exponentiell zu. Abnehmende motorische Fähigkeiten durch chronische Erkrankungen oder altersbedingte Einschränkungen bei Bewohnerinnen und Bewohnern stellen das Personal in Alten- und Pflegeheimen vor besondere Herausforderungen.

Das IMPULSE Edition 500 bietet maximale Sturzprophylaxe ohne zusätzliche Sicherungselemente bei uneingeschränkter Funktionalität. Mit einer Liegeflächenhöhe von nur 15cm in der untersten Position besteht beim Herausrollen nahezu kein Verletzungspotenzial.

Eine sinnvolle Ergänzung zur erweiterten Sturzprophylaxe bildet das mobile Bettfluchtsystem „Sensicare“. Die zuverlässige, bedarfsgerechte Alarmierung sorgt dafür, dass das Personal genau dann zur Stelle ist, wenn es gebraucht wird und trägt zu einem bewohner-zentrierten Pflegeprozess bei.

Das IMPULSE Edition 500 ist von 15 bis 75cm stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar und serienmäßig mit axial schwenkbarer Liegefläche ausgestattet.

Trendelenburg-/Reverse-Trendelenburg-Position sowie die bewährte Komfort-Sitzposition gehören zu den Grundfunktionalitäten des Ultra-Niedrigbettes. Zudem verfügt das neue Multitalent über einen Trapez-hub mit leistungsstarken Linearmotoren – für höchste Stabilität mit einer sehr hohen Arbeitslast. Damit ist der ultra-niedrige Allrounder auch für schwergewichtige Bewohnerinnen und Bewohnern geeignet.

Ausstattung:

- Ultra-Niedrigbett mit bodennaher Schlafposition
- 15cm Niedrigstposition der Liegefläche
- sichere Sturzprophylaxe unter Ausschluss freiheitsentziehender Maßnahmen
- achsweise Zentralbremse
- wohnliches Design mit 50mm Doppelaufrollen
- sehr hohe Arbeitslast
- kompakte Außenabmessungen: 100x205cm
- werkzeuglose Bettverlängerung bis 220cm
- verschiedene Liegeflächenvarianten erhältlich: Metallgitter- oder Komfort-Liegefläche
- Komfort-Sitzposition
- Matratzenausgleich der Rückenlehne
- Trendelenburg/Reverse-Trendelenburg-Position
- Unterfahrbarkeit für Patientenlifter
- Auswahl an Bettfrontendesigns
- in verschiedenen Holzdekoren erhältlich

Optionen:

- Mobilisierungshilfe teleskopierbar
- bis 120cm Komfortbreite



Ultra-niedrig. Ultra-vielseitig. Ultra-flexibel.

Ein kompromissloser Allrounder: komfortable Pflegefunktionen werden beim IMPULSE Edition 500 um die Funktionalität einer effektiven Sturzprophylaxe ergänzt – für maximale Sicherheit und Komfort im Pflegealltag.



Sturzgefährdete Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von der Ultra-Niedrigposition (1) des IMPULSE Edition 500. Mit nur 15cm ist die Liegefläche in dieser Position gerade einmal so hoch wie ein Kugelschreiber. Für optimale Sturzprophylaxe, insbesondere für Personen mit einem unruhigen Schlaf.

Die Transferposition (2) erweitert das Niedrigbett um eine optimierte Zwischenhöhe zum bequemen Ein- und Ausstieg auf Sitzhöhe.

Ergonomisches, rückschonendes Arbeiten ist zur Gesunderhaltung des Pflegepersonals aus Betreiber-verantwortung und im Sinne des Arbeitsschutzes wichtig. Die optimierte Arbeitshöhe (3) ermöglicht eine aufrechte Haltung bei der Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern.

Bessere Orientierung und bequeme Sitzhaltung – über die Tastenautomatik der Komfort-Sitzposition (4) gelangen Bewohnerinnen und Bewohner in den Genuss einer sesselähnlichen Liegeflächenposition. Optimal zum Fernsehen, Lesen oder der Kommunikation untereinander.

Die Trendelenburg-Position (5) kann zur Stabilisierung von Kreislaufproblemen beitragen. Die elektromotorische Verstellung in die Kopftieflagerung ermöglicht dem qualifizierten Personal im Notfall schnelles Handeln.



Fahrgestell

Das Fahrgestell des Ultra-Niedrigbettes verfügt über eine achsweise Zentralbremse.



Mobilisierungshilfe

Erweiterte Sicherheit gewährt die optional erhältliche Mobilisierungshilfe. Der stabile, teleskopierbare Haltegriff im unmittelbaren Zugriff erleichtert das eigenständige Aufrichten. Zusätzlich unterstützt die Mobilisierungshilfe die Pflegekräfte bei der Umlagerung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Erweiterte Sturzprophylaxe

für optimale Pflegeabläufe und mehr Sicherheit

Die neue intuitive Belegungserkennung Malsch Sensicare reduziert Stürze nachweislich um bis zu 80%*. Dies gelingt durch rechtzeitige, zuverlässige Alarmierung und eine sensor-gestützte Raumlichtsteuerung, die Bewohnerinnen und Bewohnern eine optimale nächtliche Orientierung ermöglicht.

Das kabel- und batteriefreie Sensorsystem ist komplett wartungsfrei und garantiert an jede Rufanlage adaptierbar. Die Erweiterung um zusätzliche Komponenten wie kabellose Notruftaster, Sensorkissen oder Lichtschalter ist durch Funkvernetzung ohne technische Kenntnisse und ohne Installationsaufwand kurzerhand möglich.

Malsch Sensicare bietet Bewohnerinnen und Bewohnern mehr Selbstbestimmung und Sicherheit durch Verzicht auf

freiheitsentziehende Maßnahmen. Pflegekräfte profitieren von einer spürbaren Entlastung durch weniger Stürze und Fehlalarmierungen, insbesondere im Nachtdienst. Betreiber erlangen durch den Einsatz von Malsch Sensicare Investitionssicherheit durch 10 Jahren Garantie auf die Sensorik, geringe Anschaffungskosten sowie Wartungsfreiheit über Jahrzehnte.

Besonders in Kombination mit Malsch Niedrig-Pflegebetten versteht sich Malsch Sensicare als optimale Ergänzung zur sicheren und wirkungsvollen Sturzprävention.

Weitere Informationen unter bettenmalsch.com/Sensicare

* Untersuchungen IQfy GmbH

Malsch Niedrigbetten im Vergleich

Das Pflegebett IMPULSE überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Für nahezu jeden Anwendungsbereich der Pflege sind individuelle Konfigurationsmöglichkeiten verfügbar.

Die Fahrgestelle der Editionen 420, 400 (LR) und 500 überzeugen durch eine äußerst niedrige Lagerungshöhe in der untersten Position und sind daher besonders zur Sturzprophylaxe empfohlen.

Weitere Konfigurationen sind in der Broschüre „Pflegebett IMPULSE“ oder online unter bettenmalsch.com aufgeführt.

IMPULSE Edition 500	IMPULSE Edition 400/400LR	IMPULSE Edition 420
		
IMPULSE Edition 500 ohne Seitengitter Bettfronten im Design V480 (Dekor H1180)	IMPULSE Edition 400 mit vertikalen Seitengittern kopfsseitig Bettfronten im Design V490 (Dekor H1180)	IMPULSE Edition 420 mit schwenkbaren Seitengittern kopfsseitig Bettfronten im Design V490 (Dekor H1180)
Ultra-Niedrigpflegebett zur Sturzprophylaxe	Niedrigpflegebett zur Sturzprophylaxe	Niedrigpflegebett zur Sturzprophylaxe
50 mm Doppelaufrollen	verdeckte Laufrollen / 100 mm Doppelaufrollen (LR)	verdeckte Laufrollen
achsweise Zentralbremse	achsweise Bremse / Zentralbremse (LR)	achsweise Bremse
Höhenverstellung von 15 bis 75 cm	Höhenverstellung von 25 bis 82 cm / Höhenverstellung von 26 bis 82 cm (LR)	Höhenverstellung von 27 bis 80 cm
sehr hohe Arbeitslast	Sichere Arbeitslast 225 kg	Sichere Arbeitslast 200 kg
Transferposition	Transferposition	–
Trendelenburg- / Reverse-Trendelenburg-Position	Trendelenburg- / Reverse-Trendelenburg-Position	–
4-geteilte Liegefläche	4-geteilte Liegefläche	4-geteilte Liegefläche
Matratzenausgleich der Rückenlehne	Matratzenausgleich der Rückenlehne	Matratzenausgleich der Rückenlehne optional
Autokontur-Position	Autokontur-Position	Autokontur-Position
Komfort-Sitzposition	Komfort-Sitzposition	–
integrierte Bettverlängerung	integrierte Bettverlängerung	integrierte Bettverlängerung
Liegeflächenoptionen: Metallgitter-, Komfort-Liegefläche	Liegeflächenoptionen: Metallgitter-, ABS-, Komfort-Liegefläche	Liegeflächenoptionen: Metallgitter-, ABS-, Komfort-Liegefläche
Liegefläche 90 x 200 cm Sonderbreiten bis 120 cm möglich	Liegefläche 90 x 200 cm Sonderbreiten 80 bis 120 cm möglich	Liegefläche 90 x 200 cm Sonderbreite 80 cm möglich
Mobilisierungshilfe optional	Seitengitteroptionen	Seitengitteroptionen
Bettfrontenoptionen	Bettfrontenoptionen	Bettfrontenoptionen
Dekorvielfalt	Dekorvielfalt	Dekorvielfalt

1 nur für Standardmaß 90x200 cm

Vertriebspartner Österreich



innovative
care
design

pap-innovative care design GmbH
Bahnweg 18
9220 Velden am Wörthersee
T: +43 664 21 00 384
E: info@pap-icd.com
I: www.pap-icd.com

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck
Tel.: +49 (0) 6626 915-100
Fax: +49 (0) 6626 915-116
E-Mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

